

System pro léčbu ran

Čištění rány			Granulace	Epitelizace
Nekróza	Bakteriální povlaky	Fibrinové povlaky		

Povrchové rány



Exsudát ++	Exsudát +	intaktní okolí rány iritované okolí rány	intaktní okolí rány iritované okolí rány	intaktní okolí rány iritované okolí rány
<ul style="list-style-type: none"> ▶ TenderWet 24 ▶ TenderWet Duo ▶ TenderWet 24 active 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atrauman Ag¹ ▶ PermaFoam² ▶ Sorbalgon 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ PermaFoam comfort ▶ PermaFoam 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ PermaFoam comfort ▶ PermaFoam 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hydrocoll thin ▶ Hydrofilm ▶ Hydrosorb comfort ▶ Hydrosorb ▶ Hydrotul
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atrauman Ag¹ ▶ TenderWet 24 ▶ TenderWet Duo ▶ TenderWet 24 active 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ TenderWet 24 ▶ TenderWet Duo ▶ TenderWet 24 active 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hydrocoll ▶ Hydrocoll sacral ▶ Hydrocoll concave ▶ Hydrosorb ▶ Hydrotul 	

Hluboké nebo podmínované rány



Exsudát ++	Exsudát +	intaktní okolí rány iritované okolí rány
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atrauman Ag¹ ▶ Sorbalgon / Sorbalgon T 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sorbalgon / Sorbalgon T 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sorbalgon / Sorbalgon T
<ul style="list-style-type: none"> ▶ TenderWet ▶ TenderWet 24 ▶ TenderWet Duo ▶ TenderWet active cavity ▶ TenderWet 24 active ▶ Hydrosorb Gel 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ TenderWet ▶ TenderWet 24 ▶ TenderWet Duo ▶ TenderWet active cavity ▶ TenderWet 24 active 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hydrocoll thin ▶ Hydrofilm ▶ Hydrosorb comfort ▶ Hydrosorb

¹ Atrauman Ag jako primární krytí v kombinaci s absorpčním krytím ² PermaFoam u infikovaných ran pouze v kombinaci např. s Atraumanem Ag

Kompresivní terapie při ulcus cruris venosum	Kompresivní punčocha
Permanentsní zinkoklihořový obvaz ▶ Varolast Výměnný obvaz ▶ Pütter-Verband ▶ Ideal ▶ Idealflex	Kompresivní punčocha ▶ VitaSan fine Výměnný obvaz ▶ Pütter-Verband ▶ Ideal ▶ Idealflex

Varování: Kompresivní terapie se provádí jen dle ordinace lékaře.

normální pokožka	citlivá pokožka	končetiny	klouby	prsty	sakrální oblast
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Omnifix elastic ▶ Omniplast ▶ Omnisilk ▶ Peha-haft ▶ Peha-crepp ▶ Pruban 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Peha-crepp ▶ Omnipor 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Peha-haft ▶ Peha-crepp ▶ Pruban 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Omnifix elastic 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stůlpa ▶ hotový obvaz ▶ Peha-haft ▶ Peha-crepp 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Omnifix elastic ▶ MoliPants ▶ Pruban

Varování: Peha-haft jako fixační obinadlo u pacientů s poruchami prokrvení příliš neutahovat.

Rozměry a obchodní balení výrobků					
	vnější rozměr	fakturační jednotka	číslo výrobku	kód přepravní VZP jednotka	
TenderWet	Ø 4 cm	bal. à 14 ks	609 256	0080095 Z	12 bal.
		bal. à 60 ks	609 216		6 bal.
	Ø 5,5 cm	bal. à 14 ks	609 266	0080097 Z	12 bal.
		bal. à 60 ks	609 226		6 bal.
	7,5 x 7,5 cm	bal. à 14 ks	609 276	0080099 Z	12 bal.
		bal. à 60 ks	609 236		6 bal.
TenderWet 24	Ø 4 cm	bal. à 12 ks	609 456	0080403 Z	12 bal.
		bal. à 32 ks	609 416		6 bal.
	Ø 5,5 cm	bal. à 12 ks	609 466	0080405 Z	12 bal.
		bal. à 32 ks	609 426		6 bal.
	7,5 x 7,5 cm	bal. à 12 ks	609 476	0080407 Z	12 bal.
		bal. à 32 ks	609 436		6 bal.
	10 x 10 cm	bal. à 12 ks	609 486	0080409 Z	12 bal.
		bal. à 32 ks	609 446		6 bal.

Přehled produktů / Oblast použití					
TenderWet:	Krytí na rány se savým a vyplachovacím tělesem ze superabsorbentního polyakrylátu. Před použitím se aktivuje Ringerovým roztokem. Výměna polštářků TenderWet se provádí po 12 hodinách.				
TenderWet 24:	Poskytuje prodloužené intervaly mezi jednotlivými výměnami obvazu, krytí se mění po 24 hodinách. Před použitím se aktivuje Ringerovým roztokem.				
TenderWet Duo:	Kombinovaná sada k aktivnímu čištění rány, kombinace TenderWet 24 a TenderWet Solution v jednom balení.				
TenderWet 24 active:	Krytí na rány z polyakrylátu k aktivnímu čištění chronických a špatně se hojících ran. Již předaktivován Ringerovým roztokem. Aplikace na 24 hodin.				
TenderWet 24 active cavity:	K vložením do hlubokých defektů a podmínovaných ran. Již předaktivován Ringerovým roztokem. Aplikace na 12 hodin při samostatném užití u povrchových ran nebo aplikace na 24 hodin při kombinaci s vhodným sekundárním krytím (např. TenderWet 24).				

Sorbalgon	5 x 5 cm	bal. à 10 ks	999 598	0005006 Z	20 bal.	
komprese	10 x 10 cm	bal. à 10 ks	999 595	0005128 Z	10 bal.	
Sorbalgon T	tamponádní proužky					
	2 g/30 cm	bal. à 5 ks	999 592	0080311 Z	10 bal.	
Atrauman Ag	5 x 5 cm	bal. à 3 ks	499 570	0081314 Z	12 bal.	
	5 x 5 cm	bal. à 10 ks	499 571	0081435 Z	12 bal.	
	10 x 10 cm	bal. à 3 ks	499 572	0081316 Z	12 bal.	
	10 x 10 cm	bal. à 10 ks	499 573	0081436 Z	12 bal.	
	10 x 20 cm	bal. à 3 ks	499 574	0081088 Z	6 bal.	
	10 x 20 cm	bal. à 10 ks	499 575	0081082 Z	6 bal.	
PermaFoam bez lepicího okraje	10 x 10 cm	10 x 10 cm	bal. à 10 ks	409 401	0081070 Z	6 bal.
	10 x 20 cm	10 x 20 cm	bal. à 5 ks	409 403	6 bal.	
	15 x 15 cm	15 x 15 cm	bal. à 5 ks	409 405	6 bal.	
	20 x 20 cm	20 x 20 cm	bal. à 3 ks	409 406	6 bal.	

PermaFoam comfort samolepicí	6 x 6 cm	11 x 11 cm	bal. à 10 ks	409 408	0081072 Z	6 bal.
	5 x 14 cm	10 x 20 cm	bal. à 5 ks	409 410	0081449 Z	6 bal.
	10 x 10 cm	15 x 15 cm	bal. à 5 ks	409 412	0081450 Z	6 bal.
	14 x 14 cm	20 x 20 cm	bal. à 3 ks	409 413	6 bal.	
Hydrocoll	5 x 5 cm	bal. à 10 ks	900 740	0080821 Z	20 bal.	
	7,5 x 7,5 cm	bal. à 10 ks	900 742	0080822 Z	20 bal.	
	10 x 10 cm	bal. à 10 ks	900 744	0080823 Z	20 bal.	
	15 x 15 cm	bal. à 5 ks	900 748	0080824 M	16 bal.	
	20 x 20 cm	bal. à 5 ks	900 749	0080323 M	16 bal.	
Hydrocoll concave	8 x 12 cm	bal. à 10 ks	900 756	0080826 Z	20 bal.	
Hydrocoll sacral	12 x 18 cm	bal. à 5 ks	900 755	0080825 M	16 bal.	
Hydrocoll thin	7,5 x 7,5 cm	bal. à 10 ks	900 757	0080827 Z	20 bal.	
	10 x 10 cm	bal. à 10 ks	900 758	0080828 Z	20 bal.	
	15 x 15 cm	bal. à 5 ks	900 760	0080829 M	16 bal.	
	20 x 20 cm	bal. à 5 ks	900 759	0080324 M	16 bal.	

Hydrosorb	5 x 7,5 cm	bal. à 5 ks	900 853	0080972 Z	6 bal.
	10 x 10 cm	bal. à 5 ks	900 854	0080973 Z	6 bal.
	20 x 20 cm	bal. à 3 ks	900 855	0080156 Z	5 bal.
Hydrosorb comfort	4,5 x 6,5 cm	bal. à 5 ks	900 702	0080550 Z	12 bal.
	7,5 x 10 cm	bal. à 5 ks	900 706	0080412 Z	6 bal.
	12,5 x 12,5 cm	bal. à 5 ks	900 723	0080413 Z	6 bal.
	21,5 x 24 cm	bal. à 3 ks	900 729	0080551 M	5 bal.
Hydrosorb Gel	15 g	bal. à 10 ks	900 844	0081794	10 bal.
	15 g	bal. à 1 ks	900 848	0081793	1 ks
Hydrotul	5 x 5 cm	bal. à 10 ks	499 581	0081795 Z	12 bal.
	10 x 12 cm	bal. à 3 ks	499 582	0081796 Z	12 bal.
	10 x 12 cm	bal. à 10 ks	499 583		12 bal.
	15 x 20 cm	bal. à 10 ks	499 584		6 bal.

Hydrofilm	6 x 7 cm	bal. à 10 ks	685 755		20 bal.
	10 x 12,5 cm	bal. à 10 ks	685 757		20 bal.
	10 x 15 cm	bal. à 10 ks	685 759		10 bal.
	15 x 20 cm	bal. à 10 ks	685 761		10 bal.
	10 x 25 cm	bal. à 25 ks	685 763		10 bal.
	12 x 25 cm	bal. à 25 ks	685 764		10 bal.
	20 x 30 cm	bal. à 10 ks	685 765		10 bal.
Hydrofilm Plus	5 x 7,2 cm	bal. à 5 ks	685 770		20 bal.
	9 x 10 cm	bal. à 5 ks	685 772		20 bal.
	10 x 25 cm	bal. à 25 ks	685 779		10 bal.

Hydrocoll: Krytí nebo tamponáda s vláknou alginátu vápníku k ošetřování hlubokých nebo podmínovaných ran se středně silnou až silnou sekrecí.

Sorbalgon T: Tamponádní proužky speciálně pro pěstěle a choboty.

Hydrocoll: Samolepicí savé hydrokoloidní krytí k ošetřování slabě až středně silně secernujících, neinfikovaných ran.

Hydrocoll. sacral: Speciálně k ošetřování dekubitů v sakrální oblasti.

Hydrocoll. concave: K ošetřování dekubitů na patách, loktech a kolenou.

Hydrocoll. thin: K ošetřování slabě secernujících a již epitelizujících ran.

Hydrosorb: Transparentní hydrogelové krytí k ošetřování ran v epitelizační fázi a k ošetřování popálenin až do 2. stupně.

Hydrosorb. comfort: Snadná aplikace díky samolepicímu fixačnímu okraji.

Hydrosorb. Gel: Je amorfni gel na vodní bázi k léčení téměř všech povrchových a hlubokých ran s nízkou tvorbou exsudátu. Podporuje odstranění nektrózy.

Hydrotul: Hydroaktivní tyl z polyamidu. Pro ošetřování neinfikovaných ran, ran se slabou sekrecí a nebo ran suchých.

Hydrofilm: Samolepicí transparentní obvaz k ošetřování ran v epitelizační fázi.

Hydrofilm. Plus: Viz Hydrofilm se savým polštářkem.

Menalind. professional Ochranný krém: V rámci prevence vzniku dekubitů.

Menalind. professional Pletové mléko: K péči a k ochraně silně namáhané nebo poškozené pokožky.

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny, M – zvlášť účtovný materiál (v rámci výkonu)
Všechny výrobky jsou sterilní a zataveny jednotlivě.